

PRELEVEMENT PCR CHLAMYDIAE- GONOCOQUE

PRE-MO13	Type de document : Mode opératoire V2
Rédacteur :JDBC	Valideur : MV
Vérificateur : LN	Approbateur : JDBC

Prélèvement urinaire chez l' HOMME

- **Le premier jet d'urine**, environ **10-15 mL d'urine**, est recueilli dans un pot prévu pour le recueil des urines (le patient n'a pas uriné depuis au moins une heure). Ce pot est conservé entre 2 et 30°C.
- Le transfert des urines dans le tube de transport recommandé par le laboratoire (cf Manuel de prélèvement) doit être réalisé en **moins de 24 heures** après le recueil.
- Refermer le tube en serrant bien le bouchon et mélanger par inversion 5 fois.
- Identifier le tube avec l'étiquette du patient.
- Stabilité entre 2 et 30°C pour le transport.

Prélèvement d'ENDOCOL chez la FEMME

- Se munir du kit pour prélèvement recommandé par le laboratoire (cf Manuel de prélèvement).
- Prélèvement sous speculum.
- A l'aide d'un des écouvillons du kit, retirer l'excès de mucus de l'orifice de l'utérus et sur la muqueuse située autour. Le nettoyage du mucus cervical prévient les interférences lors du test.
- Jeter cet écouvillon après utilisation.
- Insérer l'autre écouvillon fourni dans le canal endocervical, tourner **doucement** l'écouvillon 5 fois dans la même direction. N'effectuez pas un nombre excessif de rotations.
- Retirer l'écouvillon avec précaution en évitant tout contact avec la muqueuse vaginale.
- Placer l'écouvillon dans le tube de milieu de transport recommandé par le laboratoire.
- Incliner avec précaution l'écouvillon contre le bord du tube afin de briser la tige au niveau de la ligne de cassure, jeter la partie supérieure de l'écouvillon. Sa partie inférieure reste dans le tube.
- Refermer en serrant bien le bouchon.
- Identifier le tube avec l'étiquette du patient
- Stabilité entre 2 et 30°C pour le transport.

PRELEVEMENT PCR CHLAMYDIAE- GONOCOQUE			
Hôpital Louis Pasteur		LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE COMMUN CHARTRES-CHATEAUDUN	
PRE-MO13	Version n° : 2	Date d'application : 03/11/2022	Page 1/2
Ce document ne doit être ni modifié, reproduit ou diffusé sans l'autorisation des responsables Qualité ; seule la version électronique fait foi.			

PRELEVEMENT PCR CHLAMYDIAE- GONOCOQUE

Prélèvement ANAL chez l' HOMME et la FEMME

- Se munir du kit pour prélèvement recommandé par le laboratoire (cf Manuel de prélèvement).
- Prélèvement au niveau anal à l'aide d'un des écouvillons du kit.
- Insérer l'écouvillon au-delà du sphincter anal, tourner **doucement** l'écouvillon plusieurs fois dans la même direction.
- Placer l'écouvillon dans le tube de milieu de transport recommandé par le laboratoire.
- Incliner avec précaution l'écouvillon contre le bord du tube afin de briser la tige au niveau de la ligne de cassure, jeter la partie supérieure de l'écouvillon. Sa partie inférieure reste dans le tube.
- Refermer en serrant bien le bouchon.
- Identifier le tube avec l'étiquette du patient
- Stabilité entre 2 et 30°C pour le transport.

Gestion documentaire (réservée RQ/RQL)

Copie(s) de ce document : ☒ Oui ☐ Non

Localisation à renseigner			Nbr de copies émises
Secteur	Poste	Classeur	
LBM	THESI		1
Site Châteaudun	Pre-analytique	Bleu	1

Traçabilité des modifications du document

Modifications du document				
Date	Mineure 	Majeure 	Chapître(s)/paragraphe(s) concerné(s)	Version du document concerné
06/03/2019	X		Rajout 1 copie CHC :réédition d'un exemplaire /pas de modification de version	1
21/10/2022	X		Actualisation de l'ensemble du document du document	2

PRELEVEMENT PCR CHLAMYDIAE- GONOCOQUE			
Hôpital Louis Pasteur	LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE COMMUN CHARTRES-CHATEAUDUN		
PRE-MO13	Version n° : 2	Date d'application : 03/11/2022	Page 2/2
Ce document ne doit être ni modifié, reproduit ou diffusé sans l'autorisation des responsables Qualité ; seule la version électronique fait foi.			